

液の移し替えを自動で！ 自動分注装置

遠心チューブに入った検体を
ディープウェルプレートへ分注する装置です

手作業だと... 手が痛い！ 集中し続けるのが大変！
入れ間違えちゃった！

解決!!

手作業による大変な作業
を機械で楽に!!
空いた時間を
別の作業に有効活用!!

蓋の形状は
カメラで判別!!



自動なので
誤注入なし!!



- ・蓋の閉まった遠心チューブをそのまま機械へ投入すればOK！
あとは機械が蓋の開閉から検体の分注まで行います。
- ・圧入タイプ、スクリュウタイプ、様々な蓋に対応！

～自動機器の設計・製作～

株式会社 ASCe